

## Anticorpo Policlonale Anti-Fibrillarina/U3 Rnp Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numero articolo: CM0017415



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la Fibrillarina/U3 RNP umana, adatto per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e scimmia: uno strumento versatile per studi sulla funzione nucleolare e la biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Fibrillarina/U3 RNP Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Annotazioni/Alias   | FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP                                                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                           |
| ID Gene (Uomo)      | 2091                                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-321 della Fibrillarina/U3 RNP umana (NP_001427.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto, Scimmia                                                                                                                     |
| SWISS               | P22087                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                          |