


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numero articolo: CM0003045



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fibrillarin/U3 RNP umano (P22087), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva una proteina di 34 kDa; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi di biologia nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fibrillarin/U3 RNP mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2091
Gene ID	2091
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 222-321 della Fibrillarin/U3 RNP umana (P22087).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22087
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio