


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numero articolo: CM0013389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la fibrillarina (FBL), una metiltransferasi nucleolare. Validato per applicazioni WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sulla funzione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fibrillarin/U3 RNP Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2091
GeneID	2091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-321 della Fibrillarin/U3 RNP umana (NP_001427.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P22087
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio