

Anticorpo Policlonale Anti-Catena Alfa Del Fibrinogeno (Fga) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Numero articolo: CM0018464



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la catena alfa del fibrinogeno umano (FGA). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'emostasi e sulla trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Catena alfa del fibrinogeno (FGA), pAb di coniglio
Note/Alias	Fib2; catena alfa del fibrinogeno (FGA)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2243
GeneID	2243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-559 della catena alfa del fibrinogeno umano (FGA) (NP_000499.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02671
Peso della proteina	95 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante