

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Catena Alfa Del Fibrinogeno (Fga) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Numero articolo: CM0002407

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la catena alfa del fibrinogeno (FGA) umano. Validato per Western blot, immunoistochimica (paraffina) e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per studi su emostasi, trombosi e coagulazione del sangue.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro la catena alfa del fibrinogeno (FGA)
Note/Alias	Fib2; Fibrinogen alpha chain (FGA)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2243
ID gene	2243
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 della catena alfa del fibrinogeno (FGA) umano (P02671)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P02671
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio