

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fibroblast Activation Protein-A (Fap) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Numero articolo: CM0024825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAP umano (seprasi, 88 kDa). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare il rimodellamento della MEC, la guarigione delle ferite e la progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fibroblast activation protein- α (FAP)
Note/Alias	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Fibroblast activation protein- α (FAP)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2191
GeneID	2191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-760 di FAP umano (NP_004451.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12884
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio