

Anticorpo Policlonale Anti-Fibronectina Per Wb, If/Icc, Elisa - P11276

Numero articolo: CM0027822



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la fibronectina (P11276), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Immunogeno a proteina ricombinante. Per studi sull'adesione cellulare, la fibrosi e la guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fibronectina Rabbit pAb
Note/Alias	Fn; Fn-1; E330027109
Specie	Mouse
GeneID (Uomo)	2335
GeneID	14268
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2205-2477 della Fibronectina di topo (NP_034363.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11276
Peso proteico	273kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio