

## Anticorpo Policlonale Anti-Fibronectina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02751

Numero articolo: CM0018902



### introduzione

Anticorpo policlonale contro la Fibronectina umana (FN1), validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e la matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Fibronectina Rabbit pAb                                              |
| Note/Alias          | FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin |
| Specie              | Umana                                                                |
| GeneID (Umana)      | 2335                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                                |
| Origine             | Coniglio                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                             |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                    |
| SWISS               | P02751                                                               |
| Peso Proteico       | 272 kDa                                                              |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                    |