

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fibronectina Per Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Numero articolo: CM0002015



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio contro la Fibronectina (P02751) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per studi di adesione cellulare, guarigione delle ferite e matrice extracellulare in diverse applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio contro la Fibronectina
Note/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Specie	Umano
ID Gene	2335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-2477 di FN1 umano (P02751)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P02751
Peso Proteico	272kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio