

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Fibronectina Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P02751

Numero articolo: CM0006675



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit altamente specifico contro la Fibronectina umana, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Bersaglia la glicoproteina della matrice extracellulare coinvolta nell'adesione cellulare, nella guarigione delle ferite e nel cancro. Adatto per la ricerca e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fibronectina Rabbit mAb
Note/Alias	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectin; Fibronectina
Specie	Umana
ID genico (Umana)	2335
ID genico	2335
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 394-614 della Fibronectina umana (NP_997647.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02751
Peso proteico	71-73kDa/221-272kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio