


Anticorpo Policlonale Anti-Fig4 Per Wb, Elisa - Q92562

Numero articolo: CM0013176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla fosfoinositide fosfatasi umana FIG4. Validato per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Ideale per lo studio del metabolismo del PI(3,5)P2 e della ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FIG4 coniglio pAb
Note/Alias	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj249i4.1; FIG4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 608-907 di FIG4 umano (NP_055660.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92562
Peso molecolare proteina	104 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio