


Anti-Filaggrin (Flg) Coniglio Anticor Monoclonale Per If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Numero articolo: CM0011238



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio FLG di alta qualità per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce specificamente con filaggrina umana (435kDa). Ideale per la ricerca sulla differenziazione epidermica, la barriera cutanea e le malattie dermatologiche. Spedito in borsa ghiacciata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FLG Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	FLG1, ATOD2, FLG-1
Specie	Umano
GenelD	2312
Immunogeno	Frammento ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P20930
Peso Proteico	435kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata