


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Filaggrina (Flg) Per Wb, Elisa - P20930

Numero articolo: CM0006174



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la filaggrina umana (FLG), con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Supporta la ricerca sulla differenziazione epidermica, sull'ittiosi e sui disturbi della cheratinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLG Rabbit mAb
Note/alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2312
GeneID	2312
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-92 della FLG umana (NP_002007.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P20930
Peso della proteina	435 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante