


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Filaggrina Per If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Numero articolo: CM0009865



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato che riconosce la filaggrina umana (FLG, 435 kDa) per IF-P, IHC-P ed ELISA. La filaggrina aggrega i filamenti di cheratina durante la differenziazione epidermica, essenziale per la ricerca sulla barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto        | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Filaggrina                                                                                     |
| Note/Alias               | FLG1; ATOD2; FLG-1                                                                                                                    |
| Specie (Target)          | Umana                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)           | 2312                                                                                                                                  |
| GeneID                   | 2312                                                                                                                                  |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-288 della filaggrina umana (NP_002007.1) |
| Sorgente (Anticorpo)     | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                 |
| Applicazione             | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata    | Umana                                                                                                                                 |
| SWISS                    | P20930                                                                                                                                |
| Peso Molecolare Proteina | 435 kDa                                                                                                                               |
| Spedizione               | Sacca refrigerante                                                                                                                    |