

Anticorpo Monoclonale Anti-Filamina A Per Wb, Elisa - P21333

Numero articolo: CM0012497



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Filamina A umana (FLNA), validato per WB e ELISA con reattività crociata con il topo. Ideale per studiare l'organizzazione del citoscheletro di actina, la migrazione cellulare e le vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Filamin A Rabbit mAb
Note/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamina A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2316
ID gene	2316
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2548-2647 della Filamina A umana (P21333).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P21333
Peso proteico	281kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio