

Anticorpo Policlonale Anti-Filamin-B (Flnb) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Numero articolo: CM0019383



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il FLNB (Filamin-B) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro di actina e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb anti-FLNB di coniglio
Annotazioni/Sinonimi	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1686-1785 del FLNB umano (NP_001157789.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75369
Peso Proteico	278kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio