

Anticorpo Policlonale Anti-Filamina-C Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Numero articolo: CM0014138



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Filamina-C (FLNC) validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per ricerche sull'assemblaggio dei sarcomeri e sulle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FLNC Rabbit pAb
Note/Alias	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2318
GeneID	2318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2160-2340 della FLNC umana (NP_001449.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14315
Peso proteico	291kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio