

Anticorpo Policlonale Anti-Filip1L Per Wb, Elisa - Q4L180

Numero articolo: CM0019804

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting FILIP1L (DOC1, GIP130), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Adatto per lo studio dell'attività antiangiogenica e del vascolarizzato tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FILIP1L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11259
Gene ID	11259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di FILIP1L umano (NP_878913.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q4L180
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio