

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fip1L1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Un15

Numero articolo: CM0026018



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro il fattore di elaborazione dell'estremità 3' del pre-mRNA umano FIP1L1. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della poliadenilazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FIP1L1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	81608
Gene ID	81608
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di FIP1L1 umano (NP_001128409.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6UN15
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio