

Anticorpo Monoclonale Anti-Fkbp10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Numero articolo: CM0006511

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-FKBP10 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la proteina umana FKBP10, una PPIase residente nel reticolo endoplasmatico di 64 kDa coinvolta nel ripiegamento proteico e associata all'osteogenesi imperfetta. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FKBP10 mAb di coniglio
Note/Alias	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10
Specie	Uomo
GeneID	60681
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-582 della FKBP10 umana (NP_068758.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96AY3
Peso proteico	39kDa/64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio