

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fkbp10 Per Wb - Q96Ay3

Numero articolo: CM0016945

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FKBP10 validato KO per Western blot ed ELISA, reattivo con umano e topo. FKBP10 è una peptidil-prolil cis-trans isomerasi situata nel lume del reticolo endoplasmatico, coinvolta nel ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	[Validato KO] FKBP10 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	60681
Gene ID	60681
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-582 di FKBP10 umano (NP_068758.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96AY3
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio