

## Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Numero articolo: CM0011652

### introduzione

FKBP10 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che rileva FKBP10 umano, murino e ratto. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, è ideale per lo studio del ripiegamento proteico, della biosintesi del collagene e dello sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | FKBP10 Rabbit PolymAb®                                |
| Note/Alias          | OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65 |
| Specie              | Umano                                                 |
| GeneID (Umano)      | 60681                                                 |
| GeneID              | 60681                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                 |
| Sorgente            | Coniglio                                              |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                 |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| Reattività Crociata | Umano, Mouse, Ratto                                   |
| SWISS               | Q96AY3                                                |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                    |