

Anticorpo Policlonale Anti-Fkbp11 Per Wb, Elisa - Q8N573

Numero articolo: CM0021158

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FKBP11, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la resistenza allo stress ossidativo, la regolazione del pH del Golgi e la neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP11 Rabbit pAb
Note/Alias	FKBP19; FKBP11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51303
GeneID	51303
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-150 di FKBP11 umano (NP_057678.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N573
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio