

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Fkbp12 Per Wb E Elisa - P62942

Numero articolo: CM0003046



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità contro FKBP12 umano, validato per WB e ELISA. Specifico per umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione TGF-beta, ripiegamento proteico e recettori della rianodina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FKBP12 Rabbit mAb
Note / Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	2280
Gene ID	2280
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente alla regione amminoacidica 29-108 di FKBP12 umano (P62942)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62942
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio