

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fkbp12 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

Numero articolo: CM0019601



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'FKBP12 umano (FKBP1A), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione TGF-beta, il ripiegamento proteico e la regolazione dei canali del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP12 Rabbit pAb
Note/Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2280
ID Gene	2280
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-108 di FKBP12 (NP_000792.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62942
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio