

Anticorpo Policlonale Anti-Fkbp1B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68106

Numero articolo: CM0021156



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FKBP1B validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva FKBP1B umano, murino e di ratto (proteina legante FK506 da 12,6 kDa), coinvolta nell'immunosoppressione e nel ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb FKBP1B di coniglio
Note/alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPlase; FKBP12.6; FKBP1B
Specie	Umano
GeneID (umano)	2281
GeneID	2281
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P68106
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico