

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fkbp2 Per Wb, Elisa - P26885

Numero articolo: CM0022559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a FKBP2 (FKBP13), una peptidil-prolil cis-trans isomerasi. Validato per Western blot ed ELISA in umano e topo. Ideale per studi sul ripiegamento proteico e sugli immunofilini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FKBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	FKBP13; PPIase; FKBP-13; FKBP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2286
ID Gene	2286
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P26885
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio