

Anti-Fkbp3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ip, Elisa - Q00688

Numero articolo: CM0027148



introduzione

Anti-FKBP3 anticorpo policlonale di coniglio validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce con FKBP3 umano, una immunofilina nucle con attività peptidil-prolil isomerasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FKBP-3; FKBP25; PPlase; FKBP-25; FKBP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2287
GeneID	2287
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q00688
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio