

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fkbp38/Fkbp8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14318

Numero articolo: CM0010160



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro FKBP38/FKBP8 umano (Q14318). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Utile per la ricerca sull'apoptosi, sui mitocondri e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-FKBP38/FKBP8
Note/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23770
GeneID	23770
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FKBP38/FKBP8 umano (Q14318)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14318
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio