

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fkbp51/Fkbp5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Numero articolo: CM0011946



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FKBP51/FKBP5 (Q13451), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività umana e del ratto. Il bersaglio è una immunofilina da 51 kDa coinvolta nel traffico dei recettori steroidei, nella segnalazione Akt e nell'attivazione di NF-kB. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP51/FKBP5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2289
Gene ID	2289
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13451
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio