

Anticorpo Policlonale Anti-Fkbp52/Fkbp4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q02790

Numero articolo: CM0027291



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato contro FKBP52/FKBP4 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare previsto 52 kDa. Ideale per studi sugli immunofilini e sui co-chaperon dei recettori steroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FKBP52/FKBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2288
GeneID	2288
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-459 di FKBP52/FKBP52/FKBP4 umano (NP_002005.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02790
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio