

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Fkbp52/Fkbp4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02790

Numero articolo: CM0011863



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce FKBP52/FKBP4 umano (SWISS: Q02790). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata su topo e ratto. Ideale per studi su complessi recettoriali steroidei e funzioni delle immunofiline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale anti-FKBP52/FKBP4 di coniglio (mAb)
Note/Alias	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Specie	Umano
ID Gene	2288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di FKBP4 umano (Q02790).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02790
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio