

Anticorpo Policlonale Anti-Fkbp6 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075344

Numero articolo: CM0026437



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FKBP6 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio la peptidil-prolil cis-trans isomerasi inattiva FKBP6 coinvolta nella spermatogenesi. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP6 pAb Coniglio
Note/Alias	FKBP36; SPGF77; FKBP6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8468
GeneID	8468
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-327 del FKBP6 umano (NP_003593.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75344
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio