


## Anticorpo Policlonale Anti-Fkrp Per Wb, Elisa - Q9H9S5

Numero articolo: CM0013237



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FKRP validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Bersaglia la ribitolo 5-fosfato transferasi coinvolta nella glicosilazione del distroglicano. Adatto per la ricerca sulla distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | FKRP Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Note/Alias          | FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                     |
| ID Gene (Uomo)      | 79147                                                                                                                                    |
| ID Gene             | 79147                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-220 della proteina FKRP umana (NP_077277.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività crociata | Ratto                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9H9S5                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 55kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |