

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Flad1 Per Wb, Elisa - Q8Nff5

Numero articolo: CM0013160



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FLAD1 (FAD sintasi/difosfatasi) umano, validato per WB e ELISA. Rileva livelli endogeni della proteina FLAD1 di ~65 kDa in campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FLAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Specie	Uomo
Gene ID	80308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 388-587 di FLAD1 umano (NP_079483.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8NFF5
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio