

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Flap Per Wb, Elisa - P20292

Numero articolo: CM0002168



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro FLAP umano (proteina attivante l'5-lipossigenasi dell'arachidonato) per applicazioni WB ed ELISA. Validato per la ricerca sulla biosintesi dei leucotrieni e sull'infiammazione. Reattività specie: umana. Peso proteico: 18kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLA P mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	FLAP
Specie	Umano
GeneID	241 (Umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 62-161 del FLAP umano (P20292)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P20292
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio