

Anticorpo Policlonale Anti-FlcN Per Wb, Elisa - Q8Nfg4

Numero articolo: CM0025595



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FLCN validato per WB ed ELISA, mirato alla follicolina umana (64 kDa, SWISS Q8NFG4). Ideale per studi di ricerca sulla segnalazione mTORC1, sul cancro e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FLCN Rabbit pAb
Note/Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Specie	Umano
ID Gene	201163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-579 della FLCN umana (NP_659434.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8NFG4
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio