

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fln Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Numero articolo: CM0012938



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FLCN validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione mTORC1, dell'autofagia e della sindrome di Birt-Hogg-Dubé.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLCN pAb di coniglio
Note/alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Specie	Uomo
GeneID	201163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-579 della FLCN umana (NP_659434.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8NFG4
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante