


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Flg Per Wb, Elisa - P20930

Numero articolo: CM0022028



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FLG di alta qualità validato per WB ed ELISA. Reagisce con la filaggrina umana, di topo e di ratto, una proteina chiave nella differenziazione epidermica. Ideale per la ricerca in biologia della pelle e cheratinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio FLG
Osservazioni / Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2312
ID Gene	2312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della FLG umana (NP_002007.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20930
Peso Proteico	435 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio