

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-FLI1 Per Wb, Ip, Elisa - Q01543

Numero articolo: CM0029524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FLI1 umano (EWSR2, FLI-1), validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Riconosce FLI1 in campioni umani e di topo. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e sull'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-FLI1
Note/Alias	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2313
ID Gene	2313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FLI1 umano (NP_002008.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q01543
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio