

Anticorpo Monoclonale Anti-Flotillin-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Numero articolo: CM0012137



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Flotillin-1 convalidato KO per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina di impalcatura delle caveole FLOT1 (075955). Ideale per la ricerca su raft di membrana, endosomi e caveole.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato Flotillin 1 Rabbit mAb
Note/Alias	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10211
GenelD	10211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-427 della Flotillina 1 umana (NP_005794.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075955
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio