

Anticorpo Monoclonale Anti-Flotillin 1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Numero articolo: CM0011710



introduzione

Flotillin 1 mAb di coniglio per WB, IHC-P, ELISA. Rileva FLOT1 umano, murino, ratto, una proteina di impalcatura nelle caveole e nei raft di membrana. Supporta studi di localizzazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Flotillin 1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10211
GenelD	10211
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 328-427 della Flotillin 1 umana (075955).)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075955
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio