

Anticorpo Policlonale Anti-Flotillina 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O75955

Numero articolo: CM0030451



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Flotillina-1, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Rileva la Flotillina-1 (47 kDa) di origine umana, murina e ratta. Ideale per la ricerca sulle caveole e le membrane raft.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Flotillin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	FLOT1
Specie	Umana
ID gene	10211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-427 della Flotillina 1 umana (NP_005794.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75955
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio