

Anti-Flotillin 1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Numero articolo: CM0020982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Flotillin 1 (FLOT1) per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla caveolina e sulle zattere di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Flotillin 1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
Specie	Umano
GenelD (umano)	10211
GenelD	10211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-427 della Flotillin 1 umana (NP_005794.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75955
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio