

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Flowering Locus C (Flc) Per Wb, Elisa - Q9S7Q7

Numero articolo: CM0023171

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting FLOWERING LOCUS C (FLC) di Arabidopsis thaliana, un key repressore della fioritura. Validato per Western blot e applicazioni ELISA. Immunogeno proteina ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FLC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS BOX PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	830878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 60-196 di FLC di Arabidopsis thaliana (NP_196576.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9S7Q7
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio