


Anticorpo Policlonale Anti-Flowering Locus T (Ft) Per Wb, Elisa - Q9Sxz2

Numero articolo: CM0022652



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FLOWERING LOCUS T (FT) di Arabidopsis thaliana, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione del florigeno e la regolazione del tempo di fioritura nella ricerca sullo sviluppo delle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FT Rabbit pAb
Note/Alias	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	842859
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 di FT di Arabidopsis thaliana (NP_176726.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SXZ2
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio