


Anticorpo Policlonale Anti-Flt3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P36888

Numero articolo: CM0018473



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano FLT3 (CD135/FLK2/STK1), validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca oncologica ed ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLT3 Rabbit pAb
Note/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Specie	Umano
Gene ID	2322
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 701-800 di FLT3 umano (NP_004110.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36888
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio