


Anticorpo Monoclonale Anti-Flt3/Cd135 Per Fc, Elisa - P36888

Numero articolo: CM0006531



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Flt3/CD135 umano, validato per citometria a flusso e ELISA. Rileva la tirosin chinaso recettoriale FLT3, chiave nella differenziazione ematopoietica e nella leukemogenesi. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Flt3/CD135 Rabbit mAb
Note / Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Specie	Uomo
GeneID	2322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-163 di Flt3/CD135 umano (NP_004110.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P36888
Peso proteico	108KDa/113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio