


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Flvr2 Per Wb Ed Elisa - Q9Upi3

Numero articolo: CM0029402



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio FLVCR2 validato per WB ed ELISA. Riconosce FLVCR2 umano e murino (CCT/SLC49A2), un trasportatore di colina/etanolamina ed eme cruciale per la funzione della barriera emato-encefalica e la termogenesi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FLVCR2 Rabbit pAb
Note/Alias	CCT; EPV; PVHH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55640
GeneID	55640
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FLVCR2 umano (NP_060261.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UPI3
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio