

Anticorpo Policlonale Anti-Flywch2 Per Wb, Elisa - Q96Cp2

Numero articolo: CM0021300

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro FLYWCH2 umano, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio delle vie correlate alle fosfoproteine e per le analisi proteomiche. Spedizione in borsa refrigerante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLYWCH2 pAb di coniglio
Note/alias	FLYWCH2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	114984
GeneID	114984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-140 di FLYWCH2 umano (NP_612448.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96CP2
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante